

# 台式色彩雾度仪YS6002-M

支持透过率, 雾度, 黄度, 白度等测量, 新增国标药典色测量



7in彩色触摸屏



国标药典色测量



360~780nm全光谱



摄像头取景定位

用于国标药典色测量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业、液体药液分析等行业雾度分析、透过率测试方面均为广泛应用，支持微量透射测量

## 一、仪器展示



▲ 正面



▲ 背面



▲ 左侧面



▲ 右侧面

## 二、仪器简介

YS6002-M台式透过率色彩雾度仪满足CIE 15规定的透射D/0（漫射照明，0° 方向接收）几何光学结构（也可实现近似透射0/0（平行光照明/0度接收）几何光学结构）。仪器照明光源为360~780nm复合全光谱LED光源（D65），通过精密凹面光栅和256像元CMOS探测器实现间隔10nm光谱采集。按照行业标准实现各种光学指标（雾度、透过率、色度、色差、黄度、白度、钴铂指数，Gardner指数等）的精准测试。

## 三、仪器特点


### 1、硬件配置高

YS6002-M采用7吋TFT纯彩电容触摸屏，操作方便；存储空间大，最多能存储20000多条数据，并配有凹面光栅分光，测量更精准；




## 2、光学配置高

154mm积分球，凹面光栅，256像素CMOS探测器，双光路高光学分辨率。




## 3、采用组合全光谱LED光源、UV光源

采用高寿命低功耗的360~780全光谱组合LED光源(接近D65光源光谱)；



## 4、多种测量指标

轻松实现C/A/D65光源雾度 (ASTM D1003/1044)、透过率、钴铂指数，Gardner指数的精确测试；




## 5、多种测试模式

支持质管模式、样品模式，适应更多客户需要；



## 6、测量环境监测系统

独立光源探测器和温度传感器，时刻监控光源和环境变化，确保测试数据可靠；




## 7、多种光源及颜色空间选择

两种标准观察者角度 $2^\circ / 10^\circ$ ，多种光源模式，多种表色系，符合多种标准的色度指标，满足各种客户对色度测试需求；




## 8、PC端软件有功能强大的功能扩展；



## 四、应用领域

在国标药典色测量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业、液体药液分析等行业雾度分析、透过率测试方面均为广泛应用，支持微量透射测量。



## 五、装箱清单

### 【标配件】

台式色彩雾度仪



测量口径 Φ25.4mm



USB线



说明书



合格证/保修卡



校准白板/黑筒



透射黑挡板



样品固定架



透射测试组件



电脑软件(官网下载)

### 【选配件(另购)】



微型打印机

## 六、产品参数

**产品型号：**YS6002-M

**照明方式：**透射:D/0(漫射照明,0°方向接收);近似CIE15规定0/0(平行光照明/0度接收);

**符合标准：**ASTM D1003/1044,CIE No.15, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ASTM E308,DIN5033 Teil7

**积分球尺寸：**Φ154mm

**照明光源：**360~780nm组合LED光源

**分光方式：**凹面光栅

**感应器：**256像元双阵列CMOS图像感应器

**测量波长范围：**360~780nm

**波长间隔：**10nm

**半带宽：**10nm

**透过率测定范围：**0~200%

**测量孔径：**透射:Φ25.4mm/Φ4mm

**颜色空间：**CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99

**色差公式：**ΔE\*ab,ΔE\*uv,ΔE\*94,ΔE\*cmc(2:1),ΔE\*cmc(1:1),ΔE\*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)

**其他色度指标：**雾度( ASTM D1003/1044),透过率T,WI( ASTM E313, CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI( ASTM D1925, ASTM 313), TI( ASTM E313, CIE/ISO),同色异谱指数Mt,沾色牢度,变色牢度,吸光度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数), Gardner指数,Saybolt(塞伯特指数),ASTM D1500色标,中国药典色度

**观察者角度：**2°/10°

**观测光源：**D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30

**显示：**光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果,颜色偏向

**测量时间：**约1.5s

**重复性：**分光透过率:测试透射参考白标准偏差0.05%以内(400~700nm:0.04%以内):

色度值:Φ25.4mm,ΔE\*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量透射参考白30次平均值)

**台间差：**Φ25.4mm,ΔE\*ab 0.2以内(原厂5块标准透射色板测量平均值)

**尺寸：**长X宽X高=370X300X200mm

**重量：**约9.6kg

**供电方式：**直流24V,3A电源适配器供电

**照明光源寿命：**5年大于300万次测量

**显示屏：**TFT 真彩 7inch,电容触摸屏

**接口：**USB,打印串口

**存储数据：**标样5000条,试样20000条

**语言：**简体中文,繁体中文,English

**操作温度范围：**0~40°C (32~104°F)

**存储温度范围：**-20~50°C (-4~122°F)

**标准附件：**电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、反射白板,反射黑筒、透射黑板,25.4口径,透射测试夹具组件,微孔(4mm)透射测试夹具组件

**可选附件：**微型打印机

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处,详见官网

测色  
仪器  
找  
三恩时

对色  
灯箱  
找  
天友利

图像  
检测  
找  
赛麦吉

广东三恩时科技有限公司

地址:广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话:020-82880288

邮箱:3nh@3nh.com

网址:www.3nh.com

