



电子密度计系列

- 一键操作，快速读取密度等数值
- 采用美国原装进口镀金陶瓷传感器，测试更精准
- 固体、液体、粉体皆可测量



品质更有保障，服务更加完善

PRODUCT INTRODUCTION

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION



AKD-220A 触摸屏高精度固体密度测试仪, 根据 ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范, 采用阿基米得原理浮力法, 准确、直读量测数值。

APPLICABLE RANGE

适用范围

APPLICABLE RANGE



AKD-220A 触摸屏高精度固体密度测试仪, 适用于: 橡胶、电线电缆、铝制品、塑料 PVC 颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA 发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收。

PRODUCT FEATURES

产品特点

PRODUCT FEATURES



AKD-220A 触摸屏高精度固体密度测试仪功能特点:

- 无需人工计算, 采用艾科瑞德研发软体演算公式, 只需几秒便可测出一般固体的密度;
- 高精度电子密度分析天平, 拥有称重模式、计数模式、密度模式、百分比模式, 一台仪器多种用途;
- 仪器具有中文和英文两种操作系统, 可根据需求进行切换;
- 标准的 RS232 数据输出功能, 可轻易的连接 PC 和打印机;
- 液晶触摸屏显示, 更智能的人机对话模式, 操作简便;
- 采用美国进口镀金陶瓷传感器。

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

TECHNICAL PARAMETER



AKD-220A 触摸屏高精度固体密度测试仪技术参数：

| | |
|---------|--|
| 型号： | AKD-220A |
| 样品量程范围： | 0.0001—220g |
| 密度测量范围： | 0.0001—99.9999g/cm ³ |
| 密度解析度： | 0.0001g/cm ³ |
| 屏幕显示： | 中英文液晶触摸屏显示 |
| 测试种类： | 固体、颗粒、块状物、浮体 |
| 品牌： | 艾科瑞德 |
| 温度补偿范围： | 0—50°C |
| 模式设置： | 计数模式、密度模式、百分比模式、称重模式 |
| 主机配件： | 主机一台、测量台一个、水槽一个、电源适配器一个、镊子一个、量杯一只、防风罩一组、吸管一根、200g 校准砝码一个、抗浮架一个、不锈钢网球一个、说明书一本、合格证一个 |
| 校准方式： | 内校和外校 |
| 测试数据： | 密度、重量等 |
| 重量： | 约 10KG |

PRODUCT SPECIFICATION

产品规格

PRODUCT SPECIFICATION



AKD-220A 触摸屏高精度固体密度测试仪产品规格：

| | |
|------|---|
| 名称： | 触摸屏高精度固体密度测试仪 |
| 型号： | AKD-220A |
| 适用于： | 橡胶、电线电缆、铝制品、塑料 PVC 颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA 发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。 |
| 原理： | 根据 ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范，采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。 |

MATTERS NEEDING ATTENTION

注 意 事 项

MATTERS NEEDING ATTENTION



AKD-220A 触摸屏高精度固体密度测试仪售后注意事项：

自购买之日起享受壹年免费质保，终身维护；
7天无理由退换，24小时即时响应；
一对一技术指导，让您购买后无后顾之忧；
全国免费咨询热线：0514-86444144。

